



DOPAMINE

TABLES DE DILUTION

Téléchargé sur <https://lavaille.net>

© Dr Loïc LAVAILL

Principe

1. Prescription en débit massique : **1 à 20 µg/kg/min (soit 1 à 20 mL/h IVSE)**
2. Dilution en fonction du poids du patient : selon le tableau ci-dessous, de sorte que l'afficheur du pousse-seringues électrique affiche la posologie prescrite (**1 mL/h équivalent à 1 µg/kg/min**)
3. Ampoules de **DOPA (200mg/5mL)** à diluer uniquement dans du **soluté salé isotonique (SSI)**
4. Prélever le volume initial (Vi) de l'ampoule, puis le diluer avec du **SSI** pour obtenir le volume final (Vf)

Table de dilution

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
5	0,4	53
6	0,4	44
7	0,4	38
8	0,4	33
9	0,4	30
10	0,4	27
11	0,4	24
12	0,4	22
13	0,4	21
14	1	48
15	1	44
16	1	42
17	1	39
18	1	37
19	1	35
20	1	33
21	1	32
22	1	30
23	1	29
24	1	28
25	1	27
26	1	26
27	1	25
28	2	48
29	2	46
30	2	44

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
31	2	43
32	2	42
33	2	40
34	2	39
35	2	38
36	2	37
37	2	36
38	2	35
39	2	34
40	2	33
42	2	32
43	2	31
44	2	30
46	2	29
47	2	28
49	2	27
51	2	26
53	2	25
55	4	48
57	4	47
58	4	46
59	4	45
60	4	44
62	4	43
63	4	42
65	4	41

Pds (kg)	Vi (mL)	Vf (mL)
66	4	40
68	4	39
70	4	38
72	4	37
74	4	36
76	4	35
78	4	34
80	4	33
83	4	32
85	4	31
88	4	30
91	4	29
94	4	28
97	4	27
101	4	26
105	4	25
109	5	31
110	5	30
113	5	29
117	5	28
122	5	27
126	5	26
131	5	25
137	5	24
142	5	23
149	5	22